



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección General de Sanidad Militar

Formato Características Técnicas de Sillas de Ruedas del Protocolo Administrativo para la prescripción, seguimiento y control de los Productos de Apoyo en Salud (PAS) para el SSFM DGSM

Código: MDN-CGFM-PROGESA-DGSM-FU.95.1-5 V1

Proceso: Gestión en Salud

Vigente a partir de: 18-11-2015

Página: 1 de

Anexo 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SILLAS DE RUEDAS

	GAMA ESTANDAR	GAMA MEDIA	GAMA ALTA	ALTA TECNOLOGIA
Funcionalidad y alcance	Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.	utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizadas	utilizadas para mejorar posicionamiento, Se realiza sobre medidas personalizadas	Permite la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder Casos severos.
Instancia de aprobación.	Médico general y/ o especialista	Médico especialista - Equipo Interdisciplinario de Rehabilitación Funcional	Junta Central de Rehabilitación Funcional	Comité Técnico Científico (Prevía revisión por Junta Central de RHB Funcional)
Tipo de usuario	Adulto Niño	Adulto Niño	Adulto Niño	Adulto Niño
Chasis ó Marco	Plegable	a) Plegable b) Rígido c) Sobre medidas	a) Plegable b) Rígido c) Sobre medidas d) Basculable	a) Plegable b) Rígido c) Sobre medidas
Espaldar – Respaldo	Plegable	a) Rígido b) Reclinable c) De tensión graduable d) Con soportes laterales de tronco	a) Rígido b) Reclinable c) De tensión graduable d) Con soportes laterales de tronco	a) Contorneado b) Con soportes laterales de tronco
Apoya brazos	Removible y/o abatible	a) Removible b) Abatible c) Graduables en altura	a) Removible b) Abatible c) Graduables en altura	a) Removible b) Abatible c) Graduables en altura
Apoya pies	Removible	a) Removible b) Graduable en altura c) Graduable en ángulo d) Monopodal Forma "U" Forma "V" e) Bipodal f) Soporte pantorrilla g) Angulo tibiotarsial Fijo Graduable	a) Removible b) Graduable en altura c) Graduable en ángulo d) Monopodal Forma "U" Forma "V" e) Bipodal f) Soporte pantorrilla g) Angulo tibiotarsial Fijo Graduable	a) Removible b) Graduable
Asiento	a) Flexible b) Rígidos	a) Flexible b) Rígidos	a) Contorneados b) Sobre medida	a) Contorneados sobre medidas b) Rígido
Ruedas traseras	Neumáticas	a) Neumáticas b) Sistema de desmonte rápido	a) Neumáticas b) Solidas c) Diámetro variable sistema de desmonte rápido	Solidas
Ruedas delanteras	Sólidas	Sólidas	Sólidas	Sólidas
Aditamentos	Con soporte para bala de oxígeno.	a) Protectores laterales b) Llantas antivuelco c) Kit de crecimiento para sillas pediátricas	a) Arnés para tronco (pechera tipo mariposa) ajustables a medidas, en material acolchado de fácil higiene, lavable, ajuste accesible de preferencia anterior b) Apoya cabezas de 5 puntos, anatómico y ergonómico, desmontable con soporte parietotemporal y occipital, graduable en altura y profundidad y ángulo, banda sujetadora frontal opcional c) Cojin abductor d) Aditamento para mesa de trabajo, estudio o comida e) Protectores laterales f) Llantas antivuelco g) Kit de crecimiento para sillas pediátricas	Cinturón pélvico Joystick programable Fuente de poder (Batería) (El paciente debe asumir la batería posterior a la entrega de la silla)